


# DSP Diary Diabetes-Dokumentation & Analysesoftware – Jetzt mit animiertem Zeitstrahl für den schnellen Überblick beim Glukoseprofil & weiteren neuen Auswertungen



Das neue Jahr hat für DSP Diary mit zusätzlichen Auswertungen für die Diabetestherapie begonnen. Sie beruhen u.a. auf Feedback von Ärzten/-innen, Diabetologen/-innen und Diabetesberatern/-innen, welches in der Software umgesetzt wurde.

Die neuen Auswertungen sind im Screenshot oben zu sehen. Er zeigt ein 4-wöchiges Glukoseprofil:

1. **Farbiger Zeitstrahl:** Ganz oben ist der vielfach gewünschte Zeitstrahl dargestellt, der durch Farbgebung kritische Zeiträume hervorzuheben hilft. Der Zeitstrahl wurde außerdem mit einer automatischen Animation versehen. Somit kann man mit dem Play-Button die Grafiken automatisch über den Zeitstrahl laufen lassen und klar erkennen, wenn sich Therapieverschlechterungen manifestieren.
2. **Auswertung weiterer Daten in Relation zum Glukoseprofil:** Sie ist in der mittleren Grafik zu sehen, so dass man nun auch BE-Bolus-Sport und Basal-Zusammenhänge darstellen kann (in diesem Beispiel die Basalraten eines Pumpenträgers).
3. **Auswertung der CGMS-/FGM-Daten in Relation zum Glukoseprofil:** Hier werden Phasen mit niedrigen Werten in Häufigkeit und Dauer erfasst, sowie Sensorlücken in der Erfassung (siehe untere Grafik). Durch die Projektion auf ein 24h-Raster sehen Sie sofort, zu welcher Tageszeit Optimierungsbedarf besteht.

Sie möchten sich DSP Diary selbst ansehen und ausprobieren? Bitte besuchen Sie uns auf [www.dsp-diary.de](http://www.dsp-diary.de) und melden Sie sich für eine kostenfreie 60-tägige Testversion an oder kontaktieren Sie unseren Support unter +49 6109 500 39 09.